

 **DAUERHAFT**



# Wende D-86K

MANUAL DE USUARIO  
DEL PRODUCTO

# Microcentrífuga para 8 microtubos

## Wende D-86K

La microcentrífuga para 8 microtubos Wende D-86K ofrece versatilidad, simplicidad, seguridad y facilidad de uso. Es especialmente adecuada para microsedimentación, separaciones de células y otras aplicaciones. El equipo cuenta con una función de ejecución rápida para ahorrar tiempo y un freno eléctrico para detener de inmediato el dispositivo.



---

**Rotor para 8 microtubos**



---

**Puerto de alimentación**

# Principales características



Desmontaje del rotor sin herramientas



Freno Eléctrico



Aislamiento de polvo de carbón



Función de ejecución rápida

## Especificaciones técnicas

Especificaciones	Wende D-86K
Capacidad del rotor	Rotor cerrado de 8 posiciones para microtubos de 1,5/2,0 ml
RPM de velocidad	6000
Velocidad RCF (g)	2000
Pantalla digital	No
Freno de seguridad electrónico	Si
Nivel de ruido	<55dB
Dimensiones (l x An x Alt)	157 x 162 x 115 mm
Ventosas de goma	Sí
Rotores y adaptadores (incluidos en el paquete estándar)	Rotor de tiras PCR (2 x 8 x 0,2 ml) Adaptadores de reducción para microtubo de 0,2/0,5 ml

 **DAUERHAFT**

Distribuidor exclusivo:

Zelian S. A.

[www.zelian.com.ar](http://www.zelian.com.ar)

**V042023**

